

Prélèvements génitaux chez l'homme

Syndrome clinique	Localisation de l'infection	Echantillon(s) à prélever
Balanite	Gland – prépuce	<ul style="list-style-type: none"> • Ecouvillonnage du prépuce
Epididymite	Epididyme	<ul style="list-style-type: none"> • Ecouvillonnage urétral (eSwab® orange) • Urine premier-jet • Sperme
Orchite	Testicule	<ul style="list-style-type: none"> • Ecouvillonnage urétral (eSwab® orange) • Urine premier-jet • Tissus testiculaire (abcès) • Sperme
Abcès prostatique	Prostate	<ul style="list-style-type: none"> • Ecouvillonnage de l'abcès • Aspiration du pus/liquide
Prostatite	Prostate	<ul style="list-style-type: none"> • Urine premier-jet • Ecouvillonnage urétral (eSwab® orange) • Sécrétions prostatiques (après éventuel massage prostatique)
Urétrite	Urètre	<ul style="list-style-type: none"> • Ecouvillonnage urétral (eSwab® orange) => culture aérobie • Ecouvillonnage urétral (écouvillon Multi-Collect®) => PCR Gono/Chlamydia

ATTENTION ! POUR LES PRÉLÈVEMENT D'URÈTRE À L'ÉCOUVILLON (CULTURE AÉROBIE) IL FAUT UTILISER L'ESWAB À BOUCHON ORANGE



(suite page suivante)

**L'ÉCOUVILLON MULTI-COLLECT est À UTILISER UNIQUEMENT
POUR LES PCR GONO ET CHLAMYDIA SUR FROTTIS
URÉTRAL !**



Les eSwab® à bouchon orange, ainsi que les écouvillons Multi-Collect® sont disponibles sur simple demande au laboratoire de Microbiologie clinique (6.24.37)